

# 「新たに広まりつつある滅菌の世界」 - 過酸化水素低温ガス滅菌法 -

**日時** 2011年 2月18日(金) 12:10~13:00

**会場** パシフィコ横浜 会議センター5F 第6会場  
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1

**演者** 東 竜一郎  
サクラIPT&STソリューション株式会社

**司会** 上寺 祐之 先生  
東京大学医学部附属病院 手術部

※ランチオンセミナー入場には大会参加登録が必要となります。  
大会参加費(当日受付):一般10,000円/学生無料

共催: 第26回日本環境感染学会総会  
サクラ精機株式会社

整理券は、当日7:30よりパシフィコ横浜 会議センター1Fにて配布します。  
※引き換え予定数に達し次第、終了とさせていただきます。



短時間での大量処理を可能にしたVHPによる低温滅菌システム

過酸化水素ガス滅菌装置

## Amsco V-PRO 1

- 大容量チャンバー(136L)で使いやすく効果的な滅菌処理
- 約50°Cの滅菌サイクルをおよそ60分で行い、滅菌終了後は被滅菌物をすぐに使用可能
- 付帯設備を必要としない簡単設置